

Anvendelse

Læs venligst nedenstående råd om anvendelse og vask af vores produkter inden du tager dem i brug.

At starte med at bruge Back on Track produkter bør ske gradvist. Start med at anvende produktet højst 1- maks. 4 timer de første 2-3 dage. Kroppen kan så få lejlighed til at vænne sig til den effekt som stoffet giver.

Dyr bør man bruge yderligere 2-3 dage på at trappe op før man anvender eksempelvis et dækken hele natten.

Grunden til at vi anbefaler at starte med maksimum 4 timers brug er, at nogle personer oplever smerter i starten. Dette skyldes den øgede blodgennemstrømning, som faktisk er en god indikation af den keramiske stofs effekt. Den gamle kendte smerte kan hos nogen opstå efter kort tids brug. Hvis smerten bliver for meget, lader man være med at bruge produktet mere den dag og i stedet starte langsommere op over de kommende dage indtil kroppen har vænnet sig til effekten.

Efter den indledende periode bør man øge brugen til mindst 8 timer dagligt, gerne længere. Allerede efter få timer opleves ofte reduktion af smerter i spændte muskler og inflammatoriske led. Længerevarende smertetilstande kan kræve flere dage, op til 10-20 dage, før smerten aftager.

Efter de første 2-3 dage, er det vigtigt at fortsætte med at bruge produktet intensivt i mindst 10, helst 20 dage, inden man kan vurdere effekten. Da det keramiske stof reflekterer flere af kroppens varmestraler når vi bevæger os, bliver effekten større, hvis vi bruger det når vi er i bevægelse. Men Back on Track virker også når vi er i ro, selv når vi sover.

Fortsæt med at anvende produktet i overensstemmelse med det mønster, du selv har fundet frem til, eller brug det i to uger og hold en pause i den tredje uge, sidstnævnte for at undgå at kroppen vænner sig til effekten. Følsomheden for denne tilvænning er individuel. For at opnå maksimal effekt, skal det keramiske stof være i direkte kontakt med huden (hvis det er nødvendigt, kan et tyndt stof af bomuld sættes imellem).

Bemærk: Forsigtighed tilrådes ved samtidig brug med salve eller lignende (særligt varmecreme), fordi effekten så forstærkes. Brug kun produktet som anvist og rådfør med læge, hvis symptomerne ikke forsvinder. Bør ikke anvendes under graviditet/drægtighed.

Specifik rådgivning for brug af BoT til heste

Husk på, at effekten af Back on Track er større, når hesten bevæger sig og kroppens varme dermed øges. Så foruden at anvende bandager og dækkener i stalden, kan man med fordel motionere hesten en times tid med bandagerne eller dækkenet på.

Enkel hest har brug for en mere gradvis tilvænning, hvis hesten efter at have haft bandagen på nogle timer udviser

tegn på uro, kan det skyldes at den oplever uro/kriblen i området. Tag produktet af og vent med at bruge det til næste dag. Enkelte (uhyre sjældent) heste der har en alvorligere skade kan få hævelser i området. Dette skyldes den øgede blodgennemstrømning, og er et tegn på effekten af produktet. Hvis dette sker

nedsættes den tid produktet bruges, og bedring vil indtræffe i løbet af få dage. Kontakt evt. din forhandler for råd.

Hvis hesten er skadet, kan det være nødvendigt at bruge Back on Track mere intensivt over en periode. Anvend da produktet i tre uger og hold en pause i den fjerde uge for at se, om problemet fortsætter.

I forebyggende øjemed kan Back on Track bruges med regelmæssige pauser. Vi anbefaler at bruge 2-3 ugers periode med 1-uges pause imellem.

Specifik rådgivning for brug af BoT til hunde

Når du begynder med at bruge Back on Track til din hund, kan du af og til se at hunden reagerer med hævelser. Symptomet er sjældent, men ses især hos de dyr, som har alvorlige problemer. Dette menes at skyldes den øgede blodgennemstrømning, som faktisk er en god indikation af det keramiske stofs effekt.

Den oprindelige hævelse kan forekomme fra kun en time til et par timers brug. Hvis man opdager hævelsen og føler sig usikker, kan man undlade at bruge produktet mere den dag og i stedet starte mere forsigtigt og så øge gradvist de følgende dage.

I forebyggende øjemed kan Back on Track bruges med regelmæssige pauser. Vi anbefaler at bruge 2-3 ugers periode og 1-uges pause imellem.

Vaske råd

Back on Track produkterne kan maskinvaskes ved 30C med almindeligt vaskemiddel. Lufttørres.

Bemærk: Brug ikke blegemiddel eller skyllemiddel, brug ej heller tørretumbler. Strygning af produktet bør gøres ved en temperatur på maksimalt 50C. Det keramiske pulver er ismeltet trådene som er af polyester/polypropylen og bliver ikke udvasket ved vask.

Tekstilet er fremstillet i Kina og består af 100% polypropylen (PP) med keramisk pulver eller 50% polyester med keramisk pulver og 50% bomuld.